


ACBNLJ35

Collier de boucle à induction

DESCRIPTION

Le collier de boucle à induction magnétique ACBNLJ35 associé à un récepteur ACBHFR permet une connexion sans fil aux appareils auditifs équipés de la position «T». Les auditeurs branchent la boucle sur le récepteur sans fil, puis glissent la boucle autour de leur cou, la bobine «T» de l'appareil auditif capte le son et le retransmet ensuite à l'auditeur.



AVANTAGES

- Compatible avec les aides auditives position T
- Transmission audio claire et sans fil
- Utilisation simple et intuitive
- Confort de port autour du cou
- Améliore l'accessibilité auditive



Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)

0.00